



Tuotekuvaus

LoFric® Hydro-Kit™, kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri on tarkoitettu virtsarakon kerta- ja toistokatetrointiin. Tuote sisältää steriilin suolaliuoksen pinnan aktivointia varten.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

30 katetria laatikossa ja 2 laatikkoa kuljetuspakkauksessa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: Polyvinyyli pyrrolidoni (PVP).

Katetrin pinnoite: Polyolefiini-pohjainen elastomeeri, (POBE).

Nestetyyny: Laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), polyeteeniä (PE) ja alumiinia. Steriili vesi, jossa on natriumkloridia (NaCl).

Yksittäispakkaus: Polyeteenibutyylakrylaatti (EBA).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
421 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
421 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
423 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
423 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
423 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
423 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
423 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
423 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
420 08 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
420 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
420 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
420 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
420 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
420 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
425 10 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
425 12 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
425 14 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
425 16 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
425 18 003	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Käyttäjäturvallinen pakkaus.



LoFric® Hydro-Kit™

Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Osallistu keskusteluun Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.”

wellspect.fi

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, FI-02230 Espoo, Suomi.
Puhelin: +358 9 867 6160. www.wellspect.fi

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only