

Navina Mini

Kuvaus

Navina Mini on tarkoitettu suolihuuhteluun, jossa pieni määrä vettä johdetaan kertakäyttöisen rektaalikartion avulla peräsuoleen.

Käyttöaiheet

Navina Mini on tarkoitettu ulosteinkontinenssista ja/tai epätäydellisestä tyhjenemisestä kärsiviä aikuisia, nuoria ja yli 3-vuotiaita lapsia.

Vasta-aiheet

ÄLÄ käytä Navina Miniä, jos sinulla on yksi tai useita seuraavista vasta-aiheista:

- Peräaukon tai paksu- ja peräsuolen ahtauma
- Aktiivinen tulehduksellinen suolistotauti
- Akuutti divertikuliitti ja divertikkelin paise
- Paksu- ja peräsuolen syöpä
- Iskeeminen koliitti
- Aiempi peräaukon tai paksu- ja peräsuolen leikkaus alle 3kuukautta sitten

Koska luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaiset ottavat aina huomioon myös yksilölliset tekijät.



Kestävä suunnittelu

- Vesisäiliö 60 käyttökertaa
- Jatkoletku 60 käyttökertaa
- Rektaalikartio kertakäyttöinen

Materiaalin koostumus

Navina Minin pääkomponentit (vesisäiliö, rektaalikartio ja jatkoletku) on valmistettu termoplastisesta elastomeerista (TPE).

Navina Minin valmistuksessa ei ole käytetty lateksia, PVC:tä tai ftalaatteja.


				
Navina Mini koottuna	Navina Mini koottuna jatkoletkun kanssa	Vesisäiliö 185 ml 60 käyttökertaa	Rektaalikartio Kertakäyttöinen	Jatkoletku (valinnainen) 60 käyttökertaa

Tuotenumero	Nimi	Tuoteseloste
6931000	Navina Mini Aloitussetti	1 vesisäiliö, 5 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930700	Navina Mini Setti	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota
6930800	Navina Mini Setti jatkoletkulla	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930900	Navina Mini Kartiosetti	30 rektaalikartiota

Navina Bowel Care. Täydellinen valikoima suolenhoitotuotteita



Navina
-suolihuuhtelujärjestelmä,
ainoa
huuhtelujärjestelmä,
jossa on sekä
elektroninen että
manuaalinen
ohjausyksikkö,
ummetuksen ja/tai
ulosteinkontinenssin
hoitoon.



Navina Mini,
epätäydellisen
tyhjenemisen
ja/tai ulosteen
karkailun hoitoon.



Navina Insert,
suunniteltu
suojaamaan
tahattomalta ulosteen
karkailulta.

Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastonutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta Wellspect.fi.

Osallistu keskusteluun Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Piispanilta 9 B, PL 96, 02230 Espoo. Puh. 09 867 6160.

Navina Mini



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

